

SCARCLEAN^o

Scar Clean is a new product designed for scar improvement and takes the form of silicone gel sheet so that it is easily applicable to the skin.

It improves all types of new and old scars that have been projecting in the wake of burn, surgery, or accident

It achieves prevention and improvement of scars

It brings out best results among non-surgical treatment methods.

For improvement of both newly-formed scars and old ones.

Sizes and packing units


Size	Carton
12cm x 15cm (Thickness 1mm, 1.5mm, 2mm)	1EA(1/bx)
10cm x 12cm (Thickness 1mm, 1.5mm, 2mm)	1EA(1/bx)
6cm x 8cm (Thickness 1mm, 1.5mm, 2mm)	1EA(1/bx)
3cm x 15cm (Thickness 1mm, 1.5mm, 2mm)	4EA(1/bx)

Medical Silicone Manufacturer

SUNGJI MEDICAL CO.

SCARCLEAN^o

The order of application for Scar Clean



SUNGJI MEDICAL CO.

[Manufacturer] Made in Korea by SungjiMedical;
Medical Silicone Manufacturer
Techno Park B-dong Room301, Yatap-dong 148,
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea
[www. sjmedical.co.kr](http://www.sjmedical.co.kr)



SCARCLEAN^o

Silicone Gel Sheet for scar improvement

Gel sheet for scar improvement,
developed by experienced surgery doctor.

It achieves prevention and improvement of scars

It brings out best results among non-surgical treatment methods.

For improvement of both newly-formed scars and old ones.

Clear skin without scars
ScarClean will help you recover the clear skin.

CE FDA KFDA

Medical Silicone Manufacturer
SUNGJI MEDICAL CO.

SCARCLEAN°

The ScarClean case remains airtight once it is closed and is easy to store.



Thickness of gel	Thickness of gel	Thickness of gel
2.0mm	1.5mm	1.0mm

ScarClean is available in three levels of thickness.

3cm x 15cm / 4 sheets / BOX

One sheet is large enough to use for C-section scars. There are four sheets in one box. There is no need to use scissors to separate each sheet.

SCARCLEAN° Action of Scar Clean

It provides scars and surrounding areas with moisture to act on them softly



SCARCLEAN° Handling of Scar Clean

It is advisable to replace the Scar Clean with a new one about 2 weeks after the application. Scar Clean tightly closes the skin so it naturally comes into contact with sweat and other foreign materials. That may cause inconvenience such as itching; it is recommended to wash it more than twice a daily with non-irritating soap before it is reused.

If patients take a good deal of exercise, or they sweat a lot, or it is summer time, increase the number of cleanings to more than three times a day.

Adhesion will be restored enough to be reusable when it is cleaned and dried up.

SCARCLEAN° Safety of Scar Clean

Since it is not irritating, people of all ages and both sexes (children and women during pregnancy and lactation) can use it safely. When itching or any inconvenience develops during use, refer to the product information enclosed along with the product to take proper action

SCARCLEAN°

Efficacy of Scar Clean and precautions

It will ensure the most effective method of reducing scars among non-surgical treatments. Be sure to apply it only to completely cured scars.

Side effects including inflammation may develop if it is used on unhealed scars.

Scar Clean should not be applied to uncured scars, infected scars, or scars whose stitches have not removed.

It is recommended to apply the product to scars left after cardiac surgery, cesarean sections, or other surgical operations, or burns or accidents.

SCARCLEAN°

스카크린은 새로운 흉터 개선용 제품으로 매우 발전된 피부 부착형 실리콘 젤시트입니다.

화상, 수술, 사고 등으로 생겨난 솟아오른 형태의 흉터를 개선해줍니다.

흉터를 예방 및 개선시킵니다.
비수술적 방법중 가장 좋은 효과를 보입니다.
새로생긴 흉터 및 오래된 흉터의 개선

사용목적 : 흉터관리

규격



Size

12cm x 15cm (두께1mm, 1.5mm, 2mm) 1매 / BOX
10cm x 12cm (두께1mm, 1.5mm, 2mm) 1매 / BOX
6cm x 8cm (두께1mm, 1.5mm, 2mm) 1매 / BOX
3cm x 15cm (두께1mm, 1.5mm, 2mm) 4매 / BOX

의료용 실리콘 전문 제조기업

성지메디칼

SCARCLEAN° 스카크린°의 사용순서



제조원

성지메디칼 의료용 실리콘 전문 제조기업


경기도 성남시 분당구 야탑동 148
테크노파크 B동 301호

판매원

성지메디칼 네트워크

서울시 종로구 명륜2가 13 성지B/D
<http://www.sjmedical.co.kr>

소비자상담실 080-318-0020



스카크린°

흉터를 개선하기 위한 **실리콘 젤 시트**

수술경험이 많은 의사가 개발한
흉터개선을 위한 젤 시트

흉터를 예방 및 개선시킵니다.
비수술적 방법중 가장 좋은 효과를 보입니다.
새로생긴 흉터 및 오래된 흉터의 개선

흉터없는 맑은 피부
스카크린이 되찾아드립니다.

CE FDA KFDA

의료용 실리콘 전문 제조기업

성지메디칼

SCARCLEAN°

스카크린이 들어 있는 케이스는 뚜껑을 연후 닫기만 하면 밀봉이 되어 편리하고 보관에 효과적입니다.

실용신안특허



젤두께

2.0mm

젤두께

1.5mm

젤두께

1.0mm


스카크린은 젤두께가 3가지입니다.

3cm X 15cm 4매 / BOX

1매가 제왕절개 흉터크기에 적절하며
4매가 들어있어 가위로 자를 필요없이
1매씩 편리하게 사용할 수 있습니다.

SCARCLEAN° 스카크린°의 작용

흉터부위에 수분을 공급하여 흉터가 부드럽게 개선될수 있게 합니다.



Before

After

SCARCLEAN° 스카크린°의 관리

스카크린은 약2주 사용후에는 새것으로 바꿔주는 것이 좋습니다.

스카크린은 피부를 밀폐하므로 땀과 기타 이물질이 생깁니다.

피부 가려움등 불편함이 발생할수 있으므로 하루

2회이상 저자극 비누로 세척하여 말려서 재사용 하십시오.

운동량이 많거나, 땀이 많거나 여름철에는 세척횟수를 하루 3회 이상으로 늘려주십시오.

스카크린을 세척후 말리면 접착력이 살아나 다시 사용하실 수 있습니다.

SCARCLEAN° 스카크린°의 안전성

어린이, 임산부, 수유부등 모두 안전하게 사용할수 있습니다. 스카크린은 저자극성이기 때문입니다.

스카크린을 사용하시다가 피부가려움이나 불편함이 있으면 제품에 들어있는 사용설명서를 보시고 조치하십시오.

SCARCLEAN°스카크린°의 효과 및 주의사항

비수술적 방법 중 흉터 감소에 가장 효과적인 방법입니다.

반드시 완치된 흉터에만 사용하십시오.

완치되지 않은 흉터에 사용시 염증 등 부작용이 발생할 수 있습니다.

스카크린은 아물지 않은 상처, 감염된 상처, 봉합사가 제거되지 않은 상처에는 사용하면 안됩니다.

심장수술후 흉터, 제왕절개 및 기타 수술에 의한 흉터, 화상 및 사고로 인한 흉터등에 사용하십시오.